


SAÚDE
BUCAL
EM DIA

Sua lista de verificação da **LIMPEZA INTERDENTAL:**



Limpe entre os dentes
PELO MENOS UMA VEZ AO DIA
antes da escovação.



Escolha o **TIPO** escova interdental e
TAMANHO que mais se adaptem à
sua necessidade.



Limpe **SUAVEMENTE** para evitar
irritar sua gengiva.



Deixe sua escova interdental **SECAR**
VERTICALMENTE (em pé) para evitar
a proliferação de bactérias.



ESCOVE os dentes três vezes ao dia
por pelo menos dois minutos.



Finalize com o uso de **ENXAGUANTE**
ANTISSÉPTICO BUCAL.

G·U·M[®]