



GUM SONIC SENSITIVE

SunstarGUM.com

(A)



(B)



(C3)



4101

Made in China

4101LE1020

EN DESIGNED FOR SENSITIVE TEETH AND GUMS. AN ULTRA GENTLE AND EXTRA DEEP CLEAN BETWEEN THE TEETH AND UNDER THE GUMLINE WHERE PLAQUE ACCUMULATES. PROVEN SUPERIOR EFFICACY:

Ultra-thin tip bristles remove plaque 88% deeper in hard to reach areas . Long lasting battery – up to 3 months of use . SONIC battery toothbrush, replaceable head and battery.

A) HOW TO REPLACE THE BRUSH HEAD

Holding base, pull off head. Place new head on base and push down. Replace only with GUM® SONIC refill heads.

B) HOW TO REPLACE THE BATTERY

Turn and pull down handle base. Replace with one new AAA alkaline battery only. When replacing battery, follow symbols on the bottom part for correct positioning. Close the container and dispose the battery according to local regulations.

C) HOW TO CHANGE COLOR RING

1. Remove the brush head. 2. Remove the current silver ring by lifting it up. 3. Select a new ring in your favourite colour and slide it on the handle. Make sure the ring is placed correctly on the handle (see images) and there is no space between parts. 4. Place the head on base and push down.

HOW TO USE

Apply a small amount of toothpaste on the brush head. Insert the brush head inside the mouth. Turn on the brush pressing at the upper central button. Use the same brushing technique as with a manual toothbrush without applying any additional force.

HOW TO CLEAN

Turn off the brush. Rinse brush head with water after brushing.

It is recommended to change the brush head every 3 months.

WARNING. Keep reach out of children. Choking hazard. Small parts. Not for children under 3 years. For children 3 years and older, use under adult supervision only.

PACKAGING CONTENT: 1 toothbrush handle, 1 head, 1 AAA battery, 1 toothbrush cap, 3 color rings

1 vs. a sensitive manual flat trim toothbrush

2 with provided battery for 2 min brushing session twice per day

Distributed by: Sunstar Europe S.A., CH-1163 Etoy
Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES

FR CONÇU POUR LES DENTS ET LES GENCIVES SENSIBLES. UN NETTOYAGE ULTRA DOUX ET EN PROFONDEUR ENTRE LES DENTS ET SOUS LA GENCIVE LÀ OÙ LA PLAQUE DENTAIRE S'ACCUMULE.

EFFICACITÉ SUPÉRIEURE PRouvÉE : Les brins ultra-effiliés éliminent la plaque dentaire 88% plus en profondeur dans les zones difficiles d'accès. . Pile longue durée - jusqu'à 3 mois d'utilisation .

Brosse à dents à pile SONIQUE, tête et pile remplaçables.

A) COMMENT REMPLACER LA TETE DE LA BROSSE

Tout en tenant la base, tirer sur la tête. Placer la nouvelle tête sur la base et l'enfoncer. Remplacer uniquement par des recharges de la brosse à dents GUM® SONIC.

B) COMMENT REMPLACER LA PILE

Tourner et tirer vers le bas la base du manche. Remplacer par une nouvelle pile alcaline AAA. Lors du remplacement de la pile, suivre les symboles pour la positionner correctement. Fermer le capuchon et jeter la pile conformément à la réglementation locale.

C) COMMENT CHANGER LA COULEUR DE L'ANNEAU

1. Retirer la tête de la brosse. 2. Retirer l'anneau actuel en argent en le soulevant. 3. Sélectionner un nouvel anneau de votre couleur préférée et le faire glisser sur le manche. S'assurer qu'il soit correctement placé sur le manche (voir les illustrations). Il ne doit pas y avoir d'espace entre les éléments. 4. Placer la tête de la brosse sur la base et enfoncer.

MODE D'UTILISATION

Appliquer une petite quantité de dentifrice sur la tête de la brosse. Insérer la tête de la brosse à l'intérieur de la bouche. Allumer la brosse en appuyant sur le bouton central supérieur. Utiliser la même technique de brossage qu'avec une brosse à dents manuelle sans appliquer de force supplémentaire.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Eteindre la brosse. Rincer la tête de la brosse avec de l'eau après le brossage.

Il est recommandé de remplacer la tête de la brosse tous les 3 mois.

ATTENTION. Tenir hors de la portée des enfants. Risque d'étouffement. Petites pièces. Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 3 ans. Pour les enfants de 3 ans et plus, utiliser seulement sous la surveillance d'un adulte.

CONTENU DE L'ETUI : 1 brosse à dents, 1 tête, 1 pile (AAA | LR03), 1 capuchon, 3 anneaux de couleur *vs. une brosse à dents manuelle sensitive à brins non-effiliés (étude in-vitro)* *avec pile fournie pour 2 min de brossage 2 fois par jour.*

Distribué par : Sunstar France SAS, FR-92300 Levallois-Perret
Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES

IT PROGETTATO PER PER DENTI E GENGIVE SENSIBILI. PULIZIA ULTRA DELICATA E PROFONDA TRA DENTI E BORDO GENGIVALE DOVE SI ACCUMULA LA PLACCA. EFFICACIA SUPERIORE PROVATA: le setole ultra fini rimuovono la placca l'88% più in profondità nelle zone difficili da raggiungere!. Batteria a lunga durata - fino a 3 mesi di utilizzo2.

Spazzolino elettrico a vibrazioni soniche, testina e batteria sostituibili.

A) COME SOSTITUIRE LA TESTINA

Tenendo l'impugnatura, estrarre la testina. Inserire la nuova testina sull'impugnatura e spingere. Sostituire solo con testine di ricambio GUM® SONIC

B) COME SOSTITUIRE LA BATTERIA

Girare ed estrarre la base dell'impugnatura. Sostituire esclusivamente con una nuova batteria alcalina AAA. Quando si sostituisce la batteria, seguire le indicazioni sulla parte inferiore per il corretto posizionamento. Chiudere il contenitore e smaltire la batteria secondo la regolamentazione locale.

C) COME SOSTITUIRE L'ANELLO COLORATO

1. Rimuovere la testina. 2. Rimuovere l'anello. d'argento sfilandolo. 3. Scegliere un nuovo anello nel colore preferito e infilarlo nell'impugnatura. Assicurarsi che l'anello sia posizionato correttamente sull'impugnatura (vedere l'immagine) e controllare che non ci sia spazio tra le parti. 4. Inserire la testina sull'impugnatura e spingere.

MODO D'USO

Applicare una piccola quantità di dentifricio sulle setole della testina. Inserire la testina all'interno del cavo orale. Accendere lo spazzolino premendo il pulsante superiore. Utilizzare la stessa tecnica di spazzolamento di uno spazzolino manuale senza forzare ulteriormente.

COME PULIRE

Estrarre la testina. Risciacquare la testina con acqua dopo l'utilizzo.

Si raccomanda di sostituire la testina ogni 3 mesi.

ATTENZIONE. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento. Piccole parti. Non adatto a bambini sotto i 3 anni. Per bambini dai 3 anni in su, utilizzare sotto la supervisione di un adulto.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: 1 manico, 1 testina, cappuccio da viaggio, 1 batteria (AAA | LR03), 3 anelli colorati

1 rispetto ad uno spazzolino manuale per denti sensibili con setole dal profilo piatto

2 con la batteria fornita, per uno spazzolamento di 2 minuti 2 volte al giorno

Distribuito da: Sunstar Italiana SRL, IT-21047 Saronno
Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES

ES DISEÑADO PARA DIENTES Y ENCIAS SENSIBLES. LIMPIEZA EXTRASUAVE ENTRE DIENTES Y BAJO LA LÍNEA DE LA ENCIÓN. EFICACIA SUPERIOR PROBADA: los filamentos de punta ultrafina eliminan un 88% más la placa en zonas de difícil acceso1. Pila de larga duración - hasta 3 meses de uso2.

Cepillo SÓNICO, cabezal intercambiable y pila.

A) CÓMO REEMPLAZAR EL CABEZAL

Sostenga la base y tire del cabezal. Coloque el nuevo cabezal sobre la base y presione hacia abajo. Reemplácelo solo con recambios del cepillo GUM® SONIC.

B) CÓMO CAMBIAR LA PILA

Gire la parte inferior del mango. Sustituya por una pila alcalina AAA nueva. Siga los símbolos para colocarla correctamente. Cierre la tapa y desheche la pila gastada siguiendo las regulaciones locales.

C) CÓMO CAMBIAR EL ANILLO DE COLOR

1. Retire el cabezal. 2. Quite el anillo plateado actual tirando de él. 3. Elija el color que desee y colóquelo en el mango. Asegúrese de que el anillo está correctamente sujeto al mango - vea las imágenes, no debería quedar espacio entre las diferentes partes. 4. Vuelva a colocar el cabezal sobre la base y presione hacia abajo.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplique una pequeña cantidad de dentífrico en el cabezal del cepillo. Inserte el cabezal en la cavidad oral. Encienda el cepillo presionando el botón central superior. Utilice la misma técnica de cepillado que con un cepillo de dientes manual sin aplicar fuerza adicional.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Apague el cepillo. Enjuague el cabezal con agua después del cepillado.

Es recomendable cambiar el cabezal del cepillo cada 3 meses.

ADVERTENCIA. Mantener fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia. Contiene piezas pequeñas. No recomendado para niños menores de 3 años. Para niños a partir de los 3 años, utilizarlo solamente bajo la supervisión de un adulto.

CONTENIDO DEL PAQUETE: 1 mango del cepillo de dientes, 1 cabezal, 1 pila AAA, 1 capuchón protector, 3 anillos de colores

vs. un cepillo manual para sensibilidad de corte plano
2 con la pila incluida, para un cepillado diario de 2 minutos, 2 veces al día

Distribuido por:
Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES

DE ENTWICKELT FÜR EMPFINDLICHE ZÄHNE UND EMPFINDLICHES ZAHNFLEISCH. FÜR EINE SUPER-SANFTE UND EXTRA TIEFE REINIGUNG AM ZAHNWSCHENRAUM UND UNTER DEM ZAHNFLEISCHRAND WO SICH PLAQUE ANSAMMELT. NACHGEWIESEN ÜBERLEGENE WIRKSAMKEIT: Ultra-weiche Borsten entfernen Plaque 88% tiefer in schwer zugänglichen Bereichen1. Langlebige Batterie - hält bis zu 3 Monate .

SONIC batteriebetriebene Zahnbürste, Bürstenkopf und Batterie austauschbar.

A) BÜRSTENKOPF AUSTAUSCHEN

Handstück festhalten, Bürstenkopf abziehen. Neuen Bürstenkopf auf das Handstück setzen und nach unten drücken. Nur GUM® SONIC Ersatzbürstenköpfe verwenden.

B) BATTERIEWECHSEL

Handstück drehen und abziehen. Nur mit einer AAA-Alkalibatterie ersetzen. Beachten Sie beim Batteriewechsel die Symbole auf der Unterseite für die korrekte Positionierung. Schließen Sie die Kappe und entsorgen Sie die Batterie entsprechend der örtlichen Vorschriften.

C) FARBRING AUSTAUSCHEN

1. Den Bürstenkopf entfernen. 2. Den vorhandenen silberfarbenen Ring durch Anheben entfernen. 3. Wählen Sie einen Farbring in Ihrer Lieblingsfarbe und schieben Sie diesen auf den Griff. Vergewissern Sie sich, dass der Ring korrekt auf dem Griff sitzt - siehe Bilder, und dass kein Spalt zwischen den Teilen entstanden ist. 4. Setzen Sie den Kopf auf den Griff und drücken Sie ihn nach unten.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Geben Sie eine kleine Menge Zahnpasta auf den Bürstenkopf. Führen Sie den Bürstenkopf in den Mund. Schalten Sie die Bürste am oberen mittleren Knopf ein. Putzen Sie mit derselben Technik wie mit einer Handzahnbürste, ohne zusätzliche Kraft anzuwenden.

REINIGUNGSHINWEIS

Die Bürste ausschalten. Nach dem Putzen den Bürstenkopf mit Wasser abspülen.

Es wird empfohlen, den Bürstenkopf alle 3 Monate zu wechseln.

WARNHINWEIS. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Erstickungsgefahr. Kleinteile. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Für Kinder ab 3 Jahren nur unter Aufsicht von Erwachsenen.

PACKUNGSINHALT: 1 Handstück, 1 Bürstenkopf, 1 Batterie (AAA), 1 Reisekappe, 3 Farbringe
1 vs. Sensitive-Zahnbürste mit planem Borstenfeld
2 mit mitgelieferter Batterie bei 2-minütigem Putzen, zweimal pro Tag.

Vertrieb durch: Sunstar Deutschland GmbH., DE-79677 Schönau
Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES

NL ONTWORPEN VOOR GEVOELIGE TANDEN EN TANDVLEES. EEN ULTRA ZACHT E EN EXTRA DIEPE REINIGING TUSSEN DE TANDEN EN ONDER DE TANDVLEESRAND WAAR TANDPLAK ZICH OPHOOPT. BEWEZEN DOELTREFFEND: Ultra dunne borstelharen verwijderen tandplak 88% dieper op moeilijk bereikbare plekken . Langdurige batterij - tot 3 maanden gebruik . SONIC batterij tandenborstel, vervangbare borstelkop en batterij.

A) HET VERVANGEN VAN DE OPZETBORSTEL

Houd de handgreep vast en trek de oude opzetborstel eraf. Plaats de nieuwe opzetborstel erop en druk naar beneden. Vervang alleen met GUM® SONIC opzetborstels.

B) HET VERVANGEN VAN DE BATTERIJ

Maak een draaiende beweging en trek de handgreep naar beneden. Vervang met één nieuwe AAA alkaline batterij. Zie bij het vervangen van de batterij de symbolen op de onderzijde voor juiste plaatsing. Sluit de handgreep en breng de batterij naar een inzamelpunt.

C) HET VERWISSELEN VAN DE GEKLEURDE RING

1. Verwijder de opzetborstel. 2. Verwijder de huidige zilveren ring door hem omhoog te schuiven. 3. Kies een nieuwe ring in jouw favoriete kleur en schuif hem op de handgreep. Zorg ervoor dat de ring op de juiste manier op de handgreep wordt geplaatst (zie afbeeldingen) en dat er geen ruimte tussen de onderdelen zit. 4. Plaats de opzetborstel op de handgreep en druk naar beneden.

HOE TE GEBRUIKEN

Breng een kleine hoeveelheid tandpasta aan op de opzetborstel. Zet de opzetborstel tegen het gebit aan. Zet de borstel aan door op de bovenste knop te drukken. Gebruik dezelfde poetstechniek als bij een handtandenborstel zonder extra druk uit te oefenen.

HOE TE REINIGEN

Zet de borstel uit. Spoel de opzetborstel af met water na het tandenpoetsen.

Het wordt geadviseerd om de opzetborstel elke 3 maanden te vervangen.

WAARSCHUWING

Buiten bereik van kinderen houden. Stikkingsgevaar. Kleine deeltjes. Niet voor kinderen jonger dan 3 jaar. Voor kinderen van 3 jaar en ouder, gebruik alleen onder de supervisie van een volwassene.

VERPAKKINGSINHOUD: 1 handgreep, 1 opzetborstel, 1 AAA batterij, 1 tandenborstelkappe, 3 gekleurde ringen
vs. een sensitive flat trim handtandenborstel
met de meegeleverde batterij gedurende 2 min poetsen tweemaal per dag.

Gedistribueerd door: Sunstar Benelux BV., NL-1382 JL Weesp
Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES

SV/DK/NO DESIGNAD FÖR EXTRA KÄNSLIGA/ FØLSOMME TÄNDER OCH TÄNDKÖTT. FÖR EXTRA SKONSAM/ SKÅNSOM OCH EFFEKTIV DJUP/DYB RENGÖRING MELLAN TÄNDERNA OCH UNDER TÄNDKÖTTSKANTEN DÄR PLACK SAMLAS. BEVISAD ÖVERLÄGSN/ ÖVERLEGEN EFFEKT: Extra tunna/tynde stråtoppar tar bort/fjerner plack 88% djupare mellan tänderna och under tändköttskanten.1. Long-life batteri - räckert upp till 3 månader2.

SONISK batteritandborste med utbytesbart batteri och borsthuvud.

A) BYTE AV BORSTHUVUD/BØRSTEHØVED

Håll/Hold i borsthandtaget och dra/træk av borsthuvudet/ børstehovedet. Placera/Placer det nya huvudet/hoved och tryck nedåt. Ersätt endast/kun med GUM® SONIC utbytesborstar/udskiftningsborster

B) BYTE AV BATTERIET

Vrid och dra/træk ut nedersta delen på borsten. Sätt i ett nytt AAA alkaliskt batteri. Placera och stäng/luk nedersta delen genom att följa symbolerna. Kassera batteriet enligt/ i henhold til lokala föreskrifter.

C) BYTE AV FÄRGRING/SKIFTER FARVERING

1. Avlägsna borsthuvudet/Fjern børstehovedet. 2. Avlägsna/Fjern den befintliga silverringen genom att dra/ trække av den. 3. Vælj/Vælg en ny ring med din favoritfärg och tryck tillbaka den på handtaget. Säkerställ/ Sørg for att det sitter korrekt utan/uden mellanrum (se bilder).

4. Återplacera borsthuvudet/Genplacer børstehovedet.

BRUKSANVISNING

Applicera tandkräm på borsthuvudet/børstehovedet och för in borsten i munnen. Sätt på borsten genom att trycka på den översta knappen. Använd samma borsteteknik som du gör med en manuell tandborste, utan/uden att applicera ytterligare tryck eller kraft.

HUR/HVORDAN GÖR MAN RENT TANDBORSTEN
Stäng/Sluk av tandborsten och skölj den under rinnande vatten.

Det är rekommenderat att byta tandborsthuvud/ tandbørstehoved minst var/hver 3 månader.

VARNINGAR/ADVARSEL. Förvaras utom/Opbevares udenfor rækkehånd/rækkevidde för barn. Kvævningsrisk/ Kvælningsrisiko p.g.a. smådelel/smådele. Ej avsedd/ikke egnet for barn under 3 år. For barn over 3 år, under forældres overvågning/overvågning.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL/INDEHOLDER:
1 borsthandtag, 1 borsthuvud/børstehoved, 1 borstskydd/ etui, 1 batteri (AAA), 3 färgade/farvede ringar

jåmført/sammenlignet med en x-mjuk/blød manuell rakt stråklippt tandborste

med innehållande batteri baserat på 2 minuters tandborstning, 2 ggr/dag.

Distribuerad av: Sunstar Sverige AB., SE-436 33 Askim
Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES

FI SUUNNITELTU HERKILLE HAMPAILLE JA IKENILLE. ERITTÄIN HELLÄVARAINEN JA SYVÄPUHDISTAVA HARJAJA PLAKIN POISTOON HAMMASVÄLEISTÄ SEKÄ IENRAJAN ALAPUOLELTA. TODISTETUSTI TEHOKAS: Erittäin ohuet harjaksen kärjet poistavat plakin 88% symmettisesti vaikeasti harjattavilta alueilta . Paristo kestää jopa 3 kuukauden käytön

SONIC-paristohammasharja vaihdettavalla harjaspäällä ja paristolla.

A) KUINKA HARJASPÄÄ VAIHDETAAN

Pidä kiinni harjarungosta, vedä harjaspää pois. Aseta uusi harjaspää ja paina alas. Käytä vain GUM® SONIC -harjaspäitä.

B) MITEN PATERI VAIHDETAAN

Käännä ja vedä rungon alaosa alas. Vaihda uusi AAA-alkaliparisto. Kun vaihdat paristoa, noudata alaosassa olevia symboleja oikean sijainnin varmistamiseksi. Sulje runko ja hävitä paristo määrätysten mukaisesti.

C) MITEN VÄRIRENGAS VAIHDETAAN

1. Irrota harjaspää. 2. Poista nykyinen rengas nostamalla sitä ylös. 3. Valitse uusi rengas ja liu'uta se kahvaan. Varmista, että rengas on asetettu oikein kahvaan - katso kuvat ja ettei osien välillä ole tilaa. 4. Aseta harjaspää kahvaan ja paina alas.

MITEN KÄYTETÄÄN

Levitä pieni määrä hammastahnaa harjaspäähän. Aseta harjaspää suuhun. Kytke harja päälle painamalla ylempää keskipainiketta. Käytä samaa harjaustekniikkaa kuin manuaalisen hammasharjan kanssa ilman ylimääräistä voimaa.

MITEN PUHDISTETAAN

Sammuta harja. Huuhteile harjaspää vedellä käytön jälkeen.

Harjaspään suositeltu vaihtoväli on 3 kuukautta.

VAROITUS. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Tukehtumisvaara, pieniä osia. Ei alle 3-vuotiaille lapsille. 3+ vuotiaat lapset, käyttö vain aikuisten valvonnassa.

PAKKAUS SISÄLTÄÄ: 1 harjarunko, 1 harjaspää, 1 paristo (AAA), 1 hygieniaosuoja, 3 värirengasta

vs. herkkien hampaiden manuaalinen hammasharja mukana toimitetulla paristolla 2 minuutin harjauskerta kahdesti päivässä.

Jakelija: Sunstar Sverige AB., SE-436 33 Askim
Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES

PL ZAPROJEKTOWANA DLA WRA LIWYCH Z BÓW I DZI SEŁ. ULTRA DELIKATNE I DOŁE BNE OCZYSZCZENIE POMI DZY Z BAMI I PONI EJ LINII DZI SEŁ GDZIE GROMADZI SI PŁYTKA BAKTERYJNA. SPRAWDZONA DOSKONAŁA SKUTECZNO : Ultra cienkie ko cówki wtosia usuwaj płytłk zn bn o 88% gó bijej w trudno dost pnych miejscach . Długi czas pracy na baterii - do 3 miesi cy u ytkowania .

SONICZNA szczoteczka bateryjna, wymienna główka i bateria.

A) JAK WYMIENI GŁÓWK SZCZOTECZKI

Trzymaj c r czk , poci gnij za główk szczoteczki. Umie now główk nar czce i doci nij. U ywaj wył cznie wymiennych główek GUM® SONIC.

B) JAK WYMIENI BATERI

Obró i poci gnij podstaw r czki. Wymieniaj tylko na now bateri alkaliczn AAA. Podczas wymiany bateri post puj zgodnie z symbolami na dolnej cz ci, aby zapewni jej prawidłowe ustawienie. Zamknij pojemnik i zutylijuz bateri zgodnie z lokalnymi przepisami.

C) JAK ZMIENI KOLOROW OPASK

1. Zdejmij główk szczoteczki. 2. Usu fabryczn srebrn opask , unosz c j . 3. Wybierz now opask w swoim ulubionym kolorze i nasu j na r czk . Upewnij si , e opaska jest prawidłowo umieszczona na r czce (zobacz ilustracj) i nie ma odst pu mi dzy cz ciami. 4. Umie główk na r czce i doci nij.

JAK U YWA

Naló niewielk ilo pasty do z bów na główk szczoteczki. Włó główk szczoteczki do ust. Wł cz szczoteczk naciskaj c gómy rodłkowy przycisk. U ywaj tej samej techniki szczotkowania, co w przypadku manualnej szczoteczki do z bów, nie dociskaj szczoteczki mocniej.

JAK CZY CI

Wył cz szczoteczk . Po szczotkowaniu oplucz główk szczoteczki wod .

Zaleca si wymian ko cówki raz na 3 miesi ce.

OSTRZE ENIE. Trzymaj poza zasi giem dzieci. Ryzyko zadławienia. Małe cz ci. Nie dla dzieci poni ej 3 lat. Dla dzieci w wieku 3 lat i starszych u ywa tylko pod nadzorem osoby dorosłej.

ZAWARTO OPAKOWANIA: 1 r czka szczoteczki, 1 główka, 1 bateria AAA, 1 nasadka na szczoteczk , 3 kolorowe opaski

w porównaniu z delikatn manualn szczoteczk z płaskim włosiem

z dol czon bateri przy szczotkowaniu 2 razy dziennie po 2 minuty

Dystrybuowana przez: Sunstar Europe S.A. Oddział w Polsce, PL- 02-222, Warszawa
Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES